

Thinking

EFFECTO PLUS
inserto
BACK

BACK

2-A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P. 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e il vacuo del-
Fosso sostenitore della guancia, e quello del
naso e della bocca sono d'eguale profondità e
terminano sotto il senso comune fiede centra-
le delle sensazioni] per linea perpendicolare. E
ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità
quanti è la terza parte del volto dell'omo, cioè
dal mento a capegli

UNA NUOVA SOLUZIONE
The Trunk Total Support



Perchè **Effecto Plus** ?

? ALLINEA IL TRONCO



**Crash tested
ISO 7176-19**



**5 inserti modulari
modificabili**



Multiregolabile

INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

- Discreto controllo del tronco.
- Instabilità laterale bacino tronco.
- Deformità gravi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 5 inserti modulari modificabili inclusi nella configurazione standard.
- Imbottitura biaccoppiata in schiuma polimerica automodellante e reticolata per la ventilazione.
- Fodera di rivestimento microclimatica traspirante.
- Scocca piatta a T in alluminio.
- Kit hardware di montaggio a 4 punti d'attacco.

RICAMBI

- Fodera rivestimento
- Kit hardware di montaggio a 4 punti di attacco

ACCESSORI

- Bretellaggi Fixatis
- Poggiatesta Capitris
- Piastra per poggiatesta

TTS *FORME ACCOLTE*




inserto EFFECTO PLUS

5 inserti modulari modificabili

MODELLO	Pediatrico			Adulto				
	3033	3338	3642	3945	4245	4250	4550	4855
Larghezza (cm.)	30	33	36	39	42	42	45	48
Altezza (cm.)	33	38	42	45	45	50	50	55

Portata Max.(riferita al modello 4855): **136 KG**

Compatibile con carrozzine con diametro tubi da **19 a 25 mm.** e da **¾" a 1"**.



N.B. I prodotti della Linea Versa Inserto sono stati inseriti nel Repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute **CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO.**

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche tecniche schienale				
MISURA (cm)	Altezza scocca (cm)	Montaggio su carrozzina (esterno tubo-esterno tubo) (cm)	Reclinazione (°)	Rotazione (°)
30x33	33	da 27 a 33	-7 a +7	-5 a +5
33x38	38	da 30 a 36		
36x42	42	da 33 a 39		
39x45	45	da 36 a 42		
42x45	45	da 39 a 45		
42x50	50	da 39 a 45		
45x50	50	da 42 a 48		
48x55	55	da 45 a 51		

COMPATIBILITÀ ED ESTRAZIONE

*Compatibile con le più comuni carrozzine con diametro tubi da 19 a 25 mm. e da ¾" a 1".
Estrazione immediata*



Accessori



Poggiatesta



SISTEMA ANCORAGGIO



Piastra ancoraggio poggiatesta capitis con regolazione orizzontale



CAPITIS CONFORT



CAPITIS ANATOMICO





DIMENSIONI CAPITIS CONFORT (espresse in centimetri)



CODICE	A	B	C	D	E	F
PMDC01PC	21	14	13	15	08	04
PMDC01MC	30	14	13	24	10	05
PMDC01GC	42	16	14	34	14	07

DIMENSIONI CAPITIS ANATOMICO (espresse in centimetri)




CODICE	A	B	C	D	E	F
PMDC02XPC	18	13	08	13	04	02
PMDC02PC	24	17	12	19	06	04
PMDC02MC	28	19	13	21	08	06
PMDC02GC	32	25	16	23	08	08

Bretellaggi




BRETELLAGGIO A FARFALLA DINAMICO



CODICE	A	B	C	D	E
PMD 16XS	11	18	17	05	29
PMD 16S	17	20	21	05	34
PMD 16M	20	20	26	05	46
PMD 16L	20	25	30	06	52



BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE CON CUSCINETTI DI RETRAZIONE DELLE SPALLE



CODICE	L	H
PMD 17S	14	16
PMD 17M	16	18
PMD 17L	23	23



BRETELLAGGIO DI RETRAZIONE CON TIRANTI ELASTICI ED AGGANCIAMENTO PETTORALE

- H = altezza cuscinetto imbottito
- L = larghezza cuscinetto imbottito

CODICE	H	L
PMD 21XS	25	3.8
PMD 21S	35	3.8
PMD 21M	38	5
PMD 21L	45	5



PRODOTTO DA:

 **Promedicare**

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Email: info@promedicare.it
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 13485



BUREAU
VERITAS



DISTRIBUITO DA:



 **GARANZIA 2 ANNI**