

**ORDINE**



Dati di fatturazione	
Ragione Sociale: _____	
Data di consegna richiesta: ___/___/___	
Indirizzo per la consegna: _____	
C.A.P.: _____	Città: _____
Tel.: _____	Fax: _____
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	

Dati di spedizione
spedire a : _____
_____
_____
<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>

Ogni modello nella configurazione standard include: scocca in alluminio, hardware di montaggio per tubi carrozzina, kit inserti, imbottitura, fodera di rivestimento. La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti di serie della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura CE, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

	<b>EFFECTO COBBLE SLIM</b> <i>struttura modulare spessore 2 cm</i>			<b>EFFECTO COBBLE PLUS</b> <i>struttura modulare spessore 4 cm + 2 cm</i>
N° Reg. Ministero della Salute: 2869035		Portata Max kg 136	N° Reg. Ministero della Salute: 2869195	

PREGASI INDICARE IL N° DI PEZZI NELLE APPOSITE CASELLE E CROCIARE OVE RICHIESTO



Schienale EFFECTO COBBLE SLIM ed EFFECTO COBBLE PLUS	Pediatrico						Adulto				Quantità	Prezzo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Modello</b>	<b>3033</b>	<b>3338</b>	<b>3642</b>	<b>3650</b>	<b>3945</b>	<b>3952</b>	<b>4245</b>	<b>4250</b>	<b>4550</b>	<b>4855</b>		
Largh. x alt. (cm)	30x33	33x38	36x42	36x50	39x45	39x52	42x45	42x50	45x50	48x55		
EFFECTO COBBLE SLIM (2cm)												
EFFECTO COBBLE PLUS (4cm+2cm)												
<b>TOTALE</b>												



Caratteristiche tecniche schienale					Riferimenti per paziente	
Misura (cm)	Altezza scocca (cm)	Montaggio su carrozzina (est. tubo est. tubo) (cm)	Reclinazione (°)	Rotazione (°)	Larghezza tronco raggiungibile con supporto toracico (cm)	
30x33	33	da 27 a 33	-7 a +7	-5 a +5	13-23	c/staffa sup. tor. tipo "B"
33x38	38	da 30 a 36			18-28	c/staffa sup. tor. tipo "A"
					16-26	c/staffa sup. tor. tipo "B"
36x42	42	da 33 a 39			21-31	c/staffa sup. tor. tipo "A"
					19-29	c/staffa sup. tor. tipo "B"
36x50	50	da 33 a 39			24-34	c/staffa sup. tor. tipo "A"
					19-29	c/staffa sup. tor. tipo "B"
39x45	45	da 36 a 42			24-34	c/staffa sup. tor. tipo "A"
					22-32	c/staffa sup. tor. tipo "B"
39x52	52	da 36 a 42			27-37	c/staffa sup. tor. tipo "A"
			22-32	c/staffa sup. tor. tipo "B"		
42x45	45	da 39 a 45	27-37	c/staffa sup. tor. tipo "A"		
			25-35	c/staffa sup. tor. tipo "B"		
42x50	50	da 39 a 45	30-40	c/staffa sup. tor. tipo "A"		
			25-35	c/staffa sup. tor. tipo "B"		
45x50	50	da 42 a 48	30-40	c/staffa sup. tor. tipo "A"		
			28-38	c/staffa sup. tor. tipo "B"		
48x55	55	da 45 a 51	33-43	c/staffa sup. tor. tipo "A"		
			31-41	c/staffa sup. tor. tipo "B"		
					36-46	c/staffa sup. tor. tipo "A"

Diametro tubi carrozzina per montaggio attacco: da 19mm a 25mm e da 3/4 "a 1"

## ACCESSORI

### SUPPORTI TORACICI (Indicare tipo di pad, lato, misura, quantità e tipo di staffa)

PAD SUPPORTI TORACICI LINEARI (misure espresse in cm)					
LINEARE PIATTO			LINEARE AVVOLGENTE		
					
(indicare quantità)			(indicare quantità)		
Misure	Destro	Sinistro	Misure	Destro	Sinistro
<input type="checkbox"/> 6x8			<input type="checkbox"/> 6x12		
<input type="checkbox"/> 8x10			<input type="checkbox"/> 8x14		
<input type="checkbox"/> 10x12			<input type="checkbox"/> 10x16		
<input type="checkbox"/> 12x15			<input type="checkbox"/> 12x19		
<input type="checkbox"/> 12x18					

PAD SUPPORTI TORACICI SOTTOASCELLARI (misure espresse in cm)					
SOTTOASCELLARE PIATTO			SOTTOASCELLARE AVVOLGENTE		
					
(indicare quantità)			(indicare quantità)		
Misure	Destro	Sinistro	Misure	Destro	Sinistro
<input type="checkbox"/> 8x10			<input type="checkbox"/> 8x14		
<input type="checkbox"/> 10x12			<input type="checkbox"/> 10x16		
<input type="checkbox"/> 12x15			<input type="checkbox"/> 12x19		
<input type="checkbox"/> 12x18					

Per ordinare il tipo e numero di staffe creare il codice facendo riferimento alla leggenda sotto riportata. (Esempio PMD E 1AS30 n° pz 2: ovvero 2 staffe fisse di tipo A lato sinistro per la misura di schienale 30) N.B. la staffa che verrà fornita sarà sempre di tipo lunga a prescindere dalla tipologia.

	Tipo di staffa	Rientranza	Lato	Larghezza Schienale	Codice	N° pezzi
<b>PMD E</b>	<input type="checkbox"/> 1 (fissa)	<input type="checkbox"/> A (ad L dritta)	<input type="checkbox"/> S (sinistro)	<input type="checkbox"/> 30		
	<input type="checkbox"/> 2 (estraibile)			<input type="checkbox"/> 33		
	<input type="checkbox"/> 3 (ribaltabile)	<input type="checkbox"/> B (rientrante da 2,5 cm)	<input type="checkbox"/> D (destra)	<input type="checkbox"/> 36		
				<input type="checkbox"/> 39		
				<input type="checkbox"/> 42		
					<input type="checkbox"/> 45	
				<input type="checkbox"/> 48		

### BRETELLAGGI FIXATIS

(indicare la misura dello schienale quando opzionata piastra per poggiatesta Capitis con regolazione orizzontale)

BRETELLAGGIO A FARFALLA DINAMICO			
Misure	Qtà	Prezzo	
<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)			
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)			
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)			
<input type="checkbox"/> large (adulti)			
<b>TOTALE</b>			

BRETELLAGGIO DI RETRAZIONE CON TIRANTI ELASTICI ED AGGANCIAMENTO PETTORALE			
Misure	Qtà	Prezzo	
<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)			
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)			
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)			
<input type="checkbox"/> large (adulti)			
<b>TOTALE</b>			

BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE CON CUSCINETTI DI RETRAZIONE DELLE SPALLE			
Misure	Qtà	Prezzo	
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)			
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)			
<input type="checkbox"/> large (adulti)			
<b>TOTALE</b>			

### POGGIATESTA CAPITIS

CAPITIS CONFORT			
Misure	Qtà	Prezzo	
<input type="checkbox"/> piccolo			
<input type="checkbox"/> medio			
<input type="checkbox"/> grande			
<b>TOTALE</b>			

CAPITIS ANATOMICO			
Misure	Qtà	Prezzo	
<input type="checkbox"/> extra piccolo			
<input type="checkbox"/> piccolo			
<input type="checkbox"/> medio			
<input type="checkbox"/> grande			
<b>TOTALE</b>			

PIASTRA PER POGGIATESTA CAPITIS CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE			
<input type="checkbox"/>	BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	
		Mis. Schienale.....	

PIASTRA UNIVERSALE PER POGGIATESTA			
<input type="checkbox"/>	BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	

### RICAMBI

FODERA DI RIVESTIMENTO			
<input type="checkbox"/>	<b>EFFECTO COBBLE SLIM</b>	Mis. Schienale.....	<input type="checkbox"/>
	<b>EFFECTO COBBLE PLUS</b>	Mis. Schienale.....	