

ORDINE



Dati di fatturazione	
Ragione Sociale: _____	
Data di consegna richiesta: ___/___/___	
Indirizzo per la consegna: _____	
C.A.P.: _____	Città: _____
Tel.: _____	Fax: _____
N° ordine cliente: _____	Data ordine: ___/___/___

Dati di spedizione	
Spedire a: _____	

TIMBRO E FIRMA CLIENTE	

Ogni modello nella configurazione standard include: kit strutturale modulare, imbottitura e fodera di rivestimento.

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo (trattasi dei vari campi della scheda con l'indicazione della lettera W).

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.



N° Reg. Ministero della Salute: 1887567

INSERTO Back CONCO (kit strutturale con imbottitura e rivestimento)															
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** su misura
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
larghezza effettiva scocca	19	19	23	23	27	27	27	31	31	31	35	35	35	/	
altezza effettiva scocca	15	21	15	21	15	21	27	18	24	30	18	24	30	/	
*largh. est.-est. tubi carrozzina	24-26	24-26	28-30	28-30	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	/	
n° pezzi															
IMBOTTITURA: <input checked="" type="checkbox"/> schiuma poliuretanica elastica <input type="checkbox"/> memory foam <input checked="" type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> optional senza sovrapprezzo															

* valori indicativi

** indicare larghezza effettiva per altezza effettiva della scocca

INSERTO Back CONCO (kit strutturale con imbottitura, rivestimento e sistema tensionabile a fasce singole H 5 cm)															
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** su misura
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
larghezza effettiva scocca	19	19	23	23	27	27	27	31	31	31	35	35	35	/	
altezza effettiva scocca	15	21	15	21	15	21	27	18	24	30	18	24	30	/	
*largh. est.-est. tubi carrozzina	24-26	24-26	28-30	28-30	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	/	
n° pezzi															
fasce singole H 5 cm	3 fasce	4 fasce	3 fasce	4 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce		
IMBOTTITURA: <input checked="" type="checkbox"/> schiuma poliuretanica elastica <input type="checkbox"/> memory foam <input checked="" type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> optional senza sovrapprezzo															

* valori indicativi

** indicare larghezza effettiva per altezza effettiva della scocca

INSERTO Back CONCO (kit strutturale con imbottitura, rivestimento e sistema tensionabile a fascia centrale H 10cm e fasce singole H 5cm)

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** <i>su misura</i>
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
larghezza effettiva scocca	19	19	23	23	27	27	27	31	31	31	35	35	35	/	
altezza effettiva scocca	15	21	15	21	15	21	27	18	24	30	18	24	30	/	
*largh. est.-est. tubi carrozzina	24-26	24-26	28-30	28-30	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	/	
n° pezzi															
fascia centrale H 10cm e fasce singole H 5cm	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI		
IMBOTTITURA:	<input checked="" type="checkbox"/> schiuma poliuretanicca elastica <input type="checkbox"/> memory foam							<input checked="" type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> optional senza sovrapprezzo							

* valori indicativi

** indicare larghezza effettiva per altezza effettiva della scocca

AREA RICAMBI - Fodera di rivestimento

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** <i>su misura</i>
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
n° pezzi															

AREA RICAMBI - Imbottitura

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** <i>su misura</i>
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
n° pezzi															

AREA RICAMBI - Sistema tensionabile a fasce singole H 5cm

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** <i>su misura</i>
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
n° pezzi															

AREA RICAMBI - Sistema tensionabile a fascia centrale H 10cm e a fasce singole H 5cm

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W** <i>su misura</i>
	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030		
n° pezzi	/		/		/			/			/				

** indicare larghezza effettiva per altezza effettiva della scocca

