



Ordine  Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/___	_____
Indirizzo per la consegna: _____	<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Ermes - Tipco sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*

Configurazione Standard Ermes	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1102806		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seduta regolabile in larghezza, in profondità anche asimmetricamente in adduzione e abduzione</li> <li>Kit inserti per posizionamento personalizzato bacino</li> <li>Schienale regolabile in altezza e reclinazione</li> <li>Kit inserti per posizionamento personalizzato tronco</li> <li>Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione)</li> <li>– appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione)</li> </ul> </li> </ul>			
Misure paziente			
	1 dx	profondità seduta dx	_____
	1 sx	profondità seduta sx	_____
	2 dx	lunghezza gamba dx	_____
	2 sx	lunghezza gamba sx	_____
	3 dx	profondità torace dx	_____
	3 sx	profondità torace sx	_____
	4	altezza spalle da piano seduta	_____
	5	larghezza torace	_____
6	larghezza bacino	_____	
Ermes			
<input type="checkbox"/> misura <b>2</b>	<b>colore</b>	<input type="checkbox"/> blu/grigio	<input type="checkbox"/> fucsia/grigio
<input type="checkbox"/> misura <b>3</b>	<b>colore</b>	<input type="checkbox"/> blu/grigio	<input type="checkbox"/> fucsia/grigio
<input type="checkbox"/> misura <b>4</b>	<b>colore</b>	<input type="checkbox"/> vinaccia/grigio	
Note: <input type="checkbox"/> = optional senza sovrapprezzo <input type="checkbox"/> = optional con sovrapprezzo			

## Tipologia di seduta

- seduta **MIDI**  
con controllo  
laterale/anteriore  
(configurazione standard)




- seduta **DEEP**  
con controllo totale  
(PTS)  
optional senza  
sovrapprezzo



- chiusura maggiore angolo tronco-bacino ( $\pm 5^\circ$ )


## Supporti toracici

- Piatto**



Mis. (cm)	1	2	3	4
H	7	7	8	10
L	7,5	8,5	10	12

- Avvolgente**



Mis. (cm)	1	2	3	4
H	6	7	8	10
L	9,5	11	13	16

Lato	Misura	Tipologia staffa*	Forma staffa
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

Lato	Misura	Tipologia staffa*	Forma staffa
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

\*Nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe (A = a L; B = rientrante da 2,5cm)

## Cinghie e bretellaggi (misure espresse in cm, vedere dettaglio nelle informazioni tecniche)

- Pelotta frontale**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(8x10)
<input type="checkbox"/> 2	(9x13)
<input type="checkbox"/> 3	(10x13)

(solo con supporti toracici)

- Cinghia divaricatrice dinamica**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Cinghia pelvica**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
<input type="checkbox"/> 2	(7x13)
<input type="checkbox"/> 3	(7x15)

- Bretellaggio a farfalla elastico**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Bretellaggio Jacket**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Cinghia pelvica avvolgente**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
<input type="checkbox"/> 2	(8x15)

H indica l'altezza centrale della pad

\*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Ermes; pertanto è **consigliabile** abbinare la misura predefinita

## Poggiatesta con snodo multiassiale e braccio multiregolabile

- Confort** con  
 hardware estraibile  
 hardware fisso




<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	M
<input type="checkbox"/>	G

- Anatomico** con  
 hardware estraibile  
 hardware fisso



<input type="checkbox"/>	XS
<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	M

- Contentivo a 3 pz** con  
 hardware estraibile  
 hardware fisso



<input type="checkbox"/> 1	(7x13)
<input type="checkbox"/> 2	(9x20)

le misure espresse in cm della sola pad occipitale

## Altri accessori



**Poggiagamba con snodo**  dx  sx  
(incluso di copertura angolo ginocchio)

pedane separate:  dx  sx

**Opzioni pedana:** pedane separate asolate:  dx  sx

pedana unica (non permette asimmetria adduzione e abduzione)



**Scarpette contenitive**



**Poggiapolpacci separati**  dx  sx

**Poggiapolpacci unico** (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)

**Contenimento laterale arto inferiore**  dx  sx

**Fascia poggiagamba imbottita antero-posteriore**

**Imbottitura pedana separata**

**Imbottitura unica pedana**

**Appoggio di contenimento gomito latero-posteriore**  dx  sx

**Tavolino estraibile color grigio con incavo e bordi avvolgenti**

versione standard

versione maggiorata per attività

**Tavolino estraibile trasparente con incavo e bordi avvolgenti**

(solo versione standard)

**N.B.:** le dimensioni del tavolino nella versione standard colore grigio e quelle del tavolino trasparente sono le stesse, cambia la denominazione (la 2 del grigio sarà la 1 nel trasparente, 3->2, 4->3)

misure versione standard

	Mis. (cm)	L	P	P1
	<b>2</b> (per Ermes mis. 2)	40	35	12
<b>3</b> (per Ermes mis. 3)	48	40	13,5	
<b>4</b> (per Ermes mis. 4)	58	45	15,5	

misure versione maggiorata per attività

	Mis. (cm)	L	P	P1
	<b>1</b> (per Ermes mis. 2)	50	45	13,7
<b>2</b> (per Ermes mis. 3)	60	50	15,4	
<b>3</b> (per Ermes mis. 4)	68	55,6	19,3	

**Imbottitura tavolino**  superiore  inferiore

### Kit interfaccia per le basi

(la compatibilità con altre basi non fabbricate da Pro Medicare Srl è sotto la responsabilità dell'utilizzatore professionale)



**Piastra interfaccia maschio** (da applicare sotto seduta Ermes)



**Piastra interfaccia femmina** (da applicare su altra base)



**Base solida per fissaggio piastra interfaccia**

in tal caso riportare: Larghezza \_\_\_\_\_; Lunghezza \_\_\_\_\_;

NOTE per il posizionamento \_\_\_\_\_

**N.B.:** la base non è dotata del kit di fissaggio al telaio; per richieste particolari contattare l'ufficio tecnico commerciale



**Piastra interfaccia completa maschio/femmina**

