

Ordine  Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/___	_____
Indirizzo per la consegna: _____	<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	


La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*

Configurazione Standard <i>Hermes-Giò</i>	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: <i>Hermes 1102806; Giò 2195701</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seduta regolabile in larghezza, in profondità anche asimmetricamente in adduzione e abduzione</li> <li>• Kit inserti per posizionamento personalizzato bacino</li> <li>• Schienale regolabile in altezza e reclinazione</li> <li>• Kit inserti per posizionamento personalizzato tronco</li> <li>• Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione)</li> <li>– appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione)</li> </ul> </li> <li>• Piastra Interfaccia maschio</li> <li>• Base da esterni Adacta Giò con base solida grigia predisposta con piastra interfaccia femmina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Adacta telaio anodizzato satinato titanio con piastre di colore coordinato con il rivestimento</li> <li>– Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile</li> <li>– Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°,10°,18°</li> <li>– Regolazione profondità seduta</li> <li>– Basculamento continuo a pedale: da 2° a 35° (da 6° a 39°) il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</li> <li>– Sistema antiribaltamento fisso</li> <li>– Kit ruote con freno</li> </ul> </li> </ul>	

**Misure paziente**

	1 dx	profondità seduta dx	_____
	1 sx	profondità seduta sx	_____
	2 dx	lunghezza gamba dx	_____
	2 sx	lunghezza gamba sx	_____
	3 dx	profondità torace dx	_____
	3 sx	profondità torace sx	_____
4	altezza spalle da piano seduta	_____	
5	larghezza torace	_____	
6	larghezza bacino	_____	

Note: **◇ = Standard** ○ = optional senza sovrapprezzo □ = optional con sovrapprezzo

**Ermes**



<input type="radio"/> misura <b>2</b>	<b>colore</b>	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura <b>3</b>	<b>colore</b>	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura <b>4</b>	<b>colore</b>	<input type="radio"/> vinaccia/grigio	

**Tipologia di seduta**

<input type="radio"/>	seduta <b>MIDI</b> con controllo laterale/anteriore (configurazione standard)		<input type="radio"/>	seduta <b>DEEP</b> con controllo totale (PTS) <u>optional senza sovrapprezzo</u>	
-----------------------	--	---	-----------------------	---	---

chiusura maggiore angolo tronco-bacino ( $\pm 5^\circ$ )

**Supporti toracici**

<input type="checkbox"/> <b>Piatto</b>					<input type="checkbox"/> <b>Avvolgente</b>								
		Mis. (cm)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			Mis. (cm)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>H</b>	7	7	8	10			<b>H</b>	6	7	8	10
		<b>L</b>	7,5	8,5	10	12			<b>L</b>	9,5	11	13	16
<b>Lato</b>	<b>Misura</b>	<b>Tipologia staffa*</b>			<b>Forma staffa</b>		<b>Lato</b>	<b>Misura</b>	<b>Tipologia staffa*</b>			<b>Forma staffa</b>	
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> SX		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> SX		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	




\*Nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe (A = a L; B = rientrante da 2,5cm)

**Cinghie e bretellaggi** (misure espresse in cm, vedere dettaglio nelle informazioni tecniche)

<input type="checkbox"/> <b>Pelotta frontale</b>			<input type="checkbox"/> <b>Cinghia divaricatrice dinamica</b>			<input type="checkbox"/> <b>Cinghia pelvica</b>		
 (solo con supporti toracici)	Mis.	<b>HxL</b>		<input type="checkbox"/>	<b>XS (2)*</b>		Mis.	<b>HxL</b>
	<input type="checkbox"/> 1	(8x10)		<input type="checkbox"/>	<b>S (3)*</b>		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
	<input type="checkbox"/> 2	(9x13)		<input type="checkbox"/>	<b>M (4)*</b>		<input type="checkbox"/> 2	(7x13)
	<input type="checkbox"/> 3	(10x13)					<input type="checkbox"/> 3	(7x15)
<input type="checkbox"/> <b>Bretellaggio a farfalla elastico</b>			<input type="checkbox"/> <b>Bretellaggio Jacket</b>			<input type="checkbox"/> <b>Cinghia pelvica avvolgente</b>		
	<input type="checkbox"/>	<b>XS (2)*</b>		<input type="checkbox"/>	<b>XS (2)*</b>		Mis.	<b>HxL</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>S (3)*</b>		<input type="checkbox"/>	<b>S (3)*</b>		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
	<input type="checkbox"/>	<b>M (4)*</b>		<input type="checkbox"/>	<b>M (4)*</b>		<input type="checkbox"/> 2	(8x15)
							H indica l'altezza centrale della pad	

\*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Ermes; pertanto è **consigliabile** abbinare la misura predefinita

**Poggiatesta** con snodo multiassiale e braccio multiregolabile

<input type="checkbox"/> <b>Confort</b> con			<input type="checkbox"/> <b>Anatomico</b> con			<input type="checkbox"/> <b>Contentivo a 3 pz</b> con		
<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso			<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso			<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso		
	<input type="checkbox"/>	<b>S</b>		<input type="checkbox"/>	<b>XS</b>		<input type="checkbox"/> 1	(7x13)
	<input type="checkbox"/>	<b>M</b>		<input type="checkbox"/>	<b>S</b>		<input type="checkbox"/> 2	(9x20)
	<input type="checkbox"/>	<b>G</b>		<input type="checkbox"/>	<b>M</b>		le misure espresse in cm della sola pad occipitale	

## Altri accessori



**Poggiagamba con snodo**  dx  sx

(incluso di copertura angolo ginocchio)


pedane separate:  dx  sx

**Opzioni pedana:** pedane separate asolate:  dx  sx

pedana unica (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)



**Scarpette contenitive**



**Poggiapolpacci separati**  dx  sx

**Poggiapolpacci unico** (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)

**Contenimento laterale arto inferiore**  dx  sx

**Fascia poggiagamba imbottita antero-posteriore**

**Imbottitura pedana separata**

**Imbottitura unica pedana**

**Appoggio di contenimento gomito latero-posteriore**  dx  sx

**Tavolino estraibile color grigio**

**con incavo e bordi avvolgenti**

versione standard

versione maggiorata per attività

**Tavolino estraibile trasparente**

**con incavo e bordi avvolgenti**

(solo versione standard)

**N.B.:** le dimensioni del tavolino nella versione standard colore grigio e quelle del tavolino trasparente sono le stesse, cambia la denominazione (la 2 del grigio sarà la 1 nel trasparente, 3->2, 4->3)

misure versione standard

	Mis. (cm)	L	P	P1
	<b>2</b> (per Ermes mis. 2)	40	35	12
<b>3</b> (per Ermes mis. 3)	48	40	13,5	
<b>4</b> (per Ermes mis. 4)	58	45	15,5	

misure versione maggiorata per attività

	Mis. (cm)	L	P	P1
	<b>1</b> (per Ermes mis. 2)	50	45	13,7
<b>2</b> (per Ermes mis. 3)	60	50	15,4	
<b>3</b> (per Ermes mis. 4)	68	55,6	19,3	

**Imbottitura tavolino**  superiore  inferiore

## Opzioni base Adacta Giò per Ermes

**Ruote anteriori**

**150mm (6") piene colore grigio**  colore nero

175mm (7") piene  colore grigio  colore nero

**Ruote posteriori**

**300mm (12") piene colore grigio** con freno di stazionamento a leva

300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva

300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva

300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo

300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo

300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo

300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

corrimano per ruote da 500mm (20")

500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo

500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

**Montanti schienali**

Kit per manici di spinta fissi

Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico



Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm)

Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione

Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale

<b>Basculamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> a pedale <input type="checkbox"/> a leva
<b>Cappottina parasole</b> incluso adattatore	<input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux
<input type="checkbox"/> <b>Sacca porta oggetti</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Cover antipioggia</b>	
<b>Sacca protettiva</b>	<input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux
<input type="checkbox"/> <b>Base supplementare da interni Tipco</b> <b>N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1102767</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seduta regolabile in altezza mediante pistone a gas</li> <li>- Basculamento mediante pistone a gas da -5° a +30°</li> <li>- 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento</li> <li>- Maniglione di spinta multiregolabile</li> <li>- Piastra interfaccia femmina</li> </ul>	
<b>N.B.:</b> Nelle mis.2 e 3 dell'Ermes, la base Tipco è di colore bianco, nella mis.4 è di colore grigio	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ermes	Mis.2	Mis.3	Mis.4
Larghezza seduta (cm)	≤25	18-28	22-35
Profondità seduta (cm)	19-26	22-34	31-43
Altezza tronco (cm)	26-38	33-45	41-53
Larghezza torace (cm)	staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33
	staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28
Abduzione max gamba (°)	16	16	16
Adduzione max gamba (°)	16	16	16
Altezza cavo popliteo-pedana (cm)* <i>* se provvisto di angolo ginocchio con pedana</i>	8-19	8-29	8-39
Altezza bracciolo (cm)	14-19	20-26	20-26
Reclinazione schienale (°)	-3+20	-3+20	-3+20
Portata Ermes (kg)	25	35	50
Peso Ermes (kg)	5,2	8,1	12,1
Contenitore sagomato	Mis.2	Mis.3	Mis.4
	H	7	8
	P	20	23
Appoggio lineare piatto	Mis.2	Mis.3	Mis.4
	L	7,5	8,5
	P	20	23

**N.B.:** L'unità posturale arto superiore ed il contenimento laterale sono abbinati alla relativa misura di Ermes e non interscambiabili

Adacta Giò	Mis.2	Mis.3	Mis.6
Altezza tubo sedile da terra (cm)	43	43	43
Ingombro in larghezza (con ruote 400/500mm) (cm)	48	53	58
Ingombro min/max in profondità (cm)	73-100	75-102	81-109
Basculamento (°)	2-35 (da 6 a 39) <i>il basculamento può essere maggiorato di 4° aumentando l'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori sulla forcella</i>		
Reclinazione montanti predeterminata (°)	3-10-18		
Portata Adacta Giò (configurazione standard) (kg)	30	50	50
Peso Adacta Giò (kg)	12,8	13,4	14,5
Peso Totale (Adacta Giò+Ermes) (kg)	18	21,5	26,6
Tipco	Mis.2	Mis.2	Mis.3
Altezza max sedile da terra (cm)	63	63	63
Ingombro in larghezza (cm)	67	67	67
Ingombro in profondità (cm)	80	80	88
Basculamento (°)	-5+30	-5+30	-5+30
Portata Tipco (kg)	50	50	50
Peso Totale (Tipco+Ermes) (kg)	18,8	21,7	26,1