

Ordine Preventivo

<u>Dati di fatturazione</u>	<u>Dati di spedizione</u>
Ragione Sociale: _____ Data di consegna richiesta: ___/___/_____ Indirizzo per la consegna: _____ C.A.P.: _____ Città: _____ Tel.: _____ Fax: _____ N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/_____ 	Spedire a: _____ _____ <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA CLIENTE</p>

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale non diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo (trattasi dei vari campi della scheda con l'indicazione della lettera W).

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Parti fondamentali		N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 333450			
<ul style="list-style-type: none"> - Telaio rigido sottoposto a processo di ossidazione color titanio - Montanti schienali abbattibili ed ammortizzanti mediante molle a gas con manici di spinta regolabili in altezza, orientabili e regolabili in inclinazione (regolazione max. in altezza cm 15) - Basculamento continuo a leva con molla a gas* da 0° a 25° - Reclinazione di partenza dell'angolo schienale regolabile da 0° a 20° reclinazione elastica fino a 20° - Angolo ginocchio regolabile fino a 15°, ammortizzante in estensione elastica di ulteriori 20° - Traslazione continua della seduta rispetto al telaio - Traslazione continua della piastra ruote posteriore - Sistema antiribaltamento fisso - Kit ruote con freno - Regolazione continua in elevazione dell'angolo ginocchio - Estensione ammortizzante verso il basso dei montanti poggia gamba - Poggiapiedi - Regolazione in altezza delle pedane <p><small>*garantito azionando prima la reclinazione e poi il basculamento</small></p>					
Colore telaio: Titanio		Scelta dell'assetto			
Misura Telaio <small>(Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana)</small>					
		Larghezza seduta (cm)	Profondità regolata a (cm)	Misura	Assetto (cm)
Pediatriche	<input type="checkbox"/> XXS	35	38	XXS	H: altezza(distanza del tubo sedile da terra misurata nel suo punto medio); C: distanza dei manici di spinta schienale da terra: 110 cm; N.B.: l'assetto sarà confermato dal Reparto Tecnico Commerciale
	<input type="checkbox"/> XS	35	42	XS	
Adulto	<input type="checkbox"/> XS1	38	46	XS1	
	<input type="checkbox"/> S	41	46	S	
	<input type="checkbox"/> M	41	50	M-M1	
	<input type="checkbox"/> M1	44	50	◇ = Standard; □ = Optional	

<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci imbottita								<input type="checkbox"/> su misura W	
	cm	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W	
	H	11	11	11	13	13	13	
	L	31	31	34	37	37	40	
<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci semplice <i>altezza della fascia 4cm</i>								<input type="checkbox"/> su misura W	
Rivestimento tubo poggia gamba <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx									

Braccioli


Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm

indicare la scelta:

- appoggio piccolo (da US a XS0)
(dimensioni: 5 cm x 25 cm)
- appoggio grande (da XS1 a XL)
(dimensioni: 6 cm x 30 cm)

indicare la scelta:

- asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm*)
- asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm*)
- *distanza dell'appoggio dal tubo sedile



Kit solo hardware regolabile in altezza e profondità, estraibile

indicare la scelta:

- asta bracciolo piccola (da 19 cm a 28 cm*)
- asta bracciolo grande (da 26 cm a 35 cm*)
- *distanza hardware appoggio dal tubo sedile

indicare la scelta:

- contenitore al bacino ① vedi sotto
- appoggio arto superiore ② vedi sotto

spondina ABS: dx sx



Imbottitura spondina dx sx

Distanziale spondina 1 cm 1,5 cm 2 cm dx sx

Contenitore laterale al bacino

Contenitore Continuo ① (solo pad)

Contenitore Sagomato ① (solo pad)

Contenitore Continuo completo di staffa

Contenitore Sagomato completo di staffa

	cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}		cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}
	H	8	10	10	12		H	8	10	10	12
	L	22	25	30	35		L	22	25	30	35

Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*	Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

Imbottitura staffe: dx sx




Imbottitura staffe: dx sx

N.B.: Se non è specificata la tipologia della staffa verrà consegnata la staffa fissa; per la scelta della forma della staffa vedi sotto

***Staffe** (consente la variazione della larghezza della seduta e/o dello schienale)

Legenda Forma


- A** Staffa ad L 90° restringimento della larghezza fino a 2,5 cm per lato
- B** Staffa rientrante da 2,5 cm restringimento della larghezza fino a 5 cm per lato
- C** Staffa rientrante da 5 cm restringimento della larghezza fino a 7,5 cm per lato
- D** Staffa reverse non consente variazioni







Legenda Tipologia









Staffa fissa



Staffa estraibile

Appoggi arto superiore																	
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto ② (solo pad)								<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno ② (solo pad)									
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto completo di staffe								<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe									
		cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}			cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}
		H	8	10	10	12			H	8	10	10	12
		L	22	25	30	35			L	22	25	30	35
Lato	Misura																
<input type="checkbox"/> dx																	
<input type="checkbox"/> SX																	
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto ② (solo pad)								<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno ② (solo pad)									
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto completo di staffe								<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe									
		cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}			cm	XS	S	M	L	W_{dx}	W_{sx}
		H	8	10	10	12			H	8	10	10	12
		L	30	35	40	48			L	30	35	40	48
		M	12	15	17	17			M	12	15	17	17
Lato	Tipologia appoggio	Misura															
<input type="checkbox"/> dx	<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito																
<input type="checkbox"/> SX	<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito																

Tavolino in legno																
<input type="checkbox"/> Ergonomico con Hardware								<input type="checkbox"/> ribaltabile <input type="checkbox"/> estraibile								
<input type="checkbox"/> Rettangolare con Hardware								<input type="checkbox"/> ribaltabile <input type="checkbox"/> estraibile								
Tipologie di hardware																
								 ribaltabile				 estraiibile				
Imbottitura <input type="checkbox"/> similpelle nera <input type="checkbox"/> similpelle blu																
<input type="checkbox"/> con bordi perimetrali																
misure tavolino ergonomico								misure tavolino rettangolare								
		Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G			Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G			
		P	47	53	58	66			P	45	50	55	63			
		L	58	69	75	86			L	56	66	71	82			
		B	35	42	49	55			B	35	42	48	55			
		A	17	19	21	24			A	17	19	21	24			

Cinghia pelvica (Linea Versa Fixatis)						
		<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	
 Cinghia pelvica a 2 punti di fissaggio e a 2 regolazione con fibbia in plastica		H (altezza pad) (cm)	4,5	5,5	7	7
		L (lunghezza pad) (cm)	12	17	22	27
		<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L		
 Cinghia pelvica a 2 punti di fissaggio e a 2 regolazione con fibbia in metallo		H (altezza pad) (cm)	5,5	7	7	
		L (lunghezza pad) (cm)	17	22	27	

