

Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____ Data di consegna richiesta: ___ / ___ / ___ Indirizzo per la consegna: _____ C.A.P.: _____ Città: _____ Tel.: _____ Fax: _____ N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___ / ___ / ___	Spedire a: _____ _____ TIMBRO E FIRMA CLIENTE

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Costo sezione A "BASE PER POSTURA DA ESTERNI" + sezione B "POSTURA"

(include le rispettive configurazioni standard)

SEZIONE A. "BASE PER POSTURA DA ESTERNI" (configurazione standard)

- Base per postura da esterni Leo basculante e reclinabile con pistone a gas e assetto 43 cm regolabile in profondità [N° Registr. Ministero 2497019]
- Montanti schienale regolabili in altezza ed inclinazione, abbattibili con maniglione unico regolabile in inclinazione
- Ruotine antiribaltamento
- Freno di stazionamento a leva
- Ruote anteriori 175 mm nere
- Ruote posteriori 300 mm nere
- Unità posturale arto superiore estraibile regolabile in larghezza, altezza e profondità per kit spondina [N° Registr. Ministero 2497028]
- Unità posturale arto inferiore con angolo ginocchio 75° ribaltabile [N° Registr. Ministero 2351568]
- Base legno fissa con scassi per regolazione della profondità seduta

SEZIONE B. "POSTURA" (configurazione standard)

- Unità posturale bacino Inserto Seat Vip [N° Registr. Ministero 2490450]
- Unità posturale tronco Inserto Back Vip c/fasce tensionabili [N° Registr. Ministero 2490469]
- Unità posturale capo Capitis Confort mis. M con braccetti [N° Registr. Ministero 2497060]
- Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. M [N° Registr. Ministero 47086]









SCelta MISURE (indicare la scelta)

Cuscino (larghezza x profondità) cm	Schienale (larghezza x altezza) cm	Misura base	Quantità
<input type="radio"/> 40x40 <input type="radio"/> 40x45	40x45	XS1	
<input type="radio"/> 42x42 <input type="radio"/> 42x45	42x45	S	
<input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50	<input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50	M	
<input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50	<input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50	M1	
<input type="radio"/> 48x48 <input type="radio"/> 48x50	48x50	M1*	

*con distanziali spondina da 1,5 cm per lato

Nelle pagine seguenti è possibile scegliere componenti diversi da quelli presenti in configurazione standard ed aggiungere eventuali accessori

= Optional senza sovrapprezzo = Optional con sovrapprezzo

Ruote Anteriori																																																						
<input type="checkbox"/> 150mm (6") piene nere																																																						
Ruote Posteriori																																																						
<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo																																																						
<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva																																																						
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno di stazionamento a leva(<i>solo assetto 45 cm</i>)																																																						
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo(<i>solo assetto 45 cm</i>)																																																						
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva(<i>solo assetto 45 cm</i>)																																																						
<input type="checkbox"/> 500mm (20") piene <i>colore grigio</i> senza corrimano con freno di stazionamento a leva																																																						
<input type="checkbox"/> corrimano per ruote da 500mm (20")																																																						
<input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo																																																						
<input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva																																																						
Angolo ginocchio																																																						
 90° ribaltabile <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx			 Verticale elevabile e telescopico <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx																																																			
Poggiapiedi																																																						
<input type="checkbox"/> Pedana unica <i>[N° Registr. Ministero 2351568 variante]</i>		<input type="checkbox"/> Imbottitura pedane separate			<input type="checkbox"/> Imbottitura pedana unica																																																	
Poggiagambe																																																						
<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Separato <i>[N° Registr. Ministero 94967]</i>		<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Unico <i>[N° Registr. Ministero 94967]</i>			<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci imbottita <i>[N° Registr. Ministero 1854352]</i>																																																	
Unità posturali arto superiore <i>[N° Registr. Ministero 2497028 varianti]</i>																																																						
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto ② (<i>solo pad</i>) <input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto completo di staffe				<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno ② (<i>solo pad</i>) <input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe																																																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>W_{dx}</th> <th>W_{sx}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>				cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}	H	10	10	12	L	25	30	35	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>W_{dx}</th> <th>W_{sx}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}	H	10	10	12	L	25	30	35												
cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}																																																	
H	10	10	12																																																	
L	25	30	35																																																	
cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}																																																	
H	10	10	12																																																	
L	25	30	35																																																	
Lato		Misura		Lato		Misura																																																
<input type="checkbox"/> dx				<input type="checkbox"/> dx																																																		
<input type="checkbox"/> Sx				<input type="checkbox"/> Sx																																																		
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto ② (<i>solo pad</i>) <input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto completo di staffe				<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno ② (<i>solo pad</i>) <input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe																																																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>W_{dx}</th> <th>W_{sx}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>48</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>				cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}	H	10	10	12	L	35	40	48	M	15	17	17	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>W_{dx}</th> <th>W_{sx}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>48</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}	H	10	10	12	L	35	40	48	M	15	17	17
cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}																																																	
H	10	10	12																																																	
L	35	40	48																																																	
M	15	17	17																																																	
cm	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}																																																	
H	10	10	12																																																	
L	35	40	48																																																	
M	15	17	17																																																	
Lato		Tipologia appoggio		Lato		Tipologia appoggio																																																
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> palmare <input type="checkbox"/> gomito		<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> palmare <input type="checkbox"/> gomito																																																
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="checkbox"/> palmare <input type="checkbox"/> gomito		<input type="checkbox"/> Sx		<input type="checkbox"/> palmare <input type="checkbox"/> gomito																																																

Unità posturale Capo

Unità posturale capo Capitis Confort mis. G [N° Registr. Ministero 2497060]

Coppia di leve a serraggio per regolazione angolo poggiatesta

Elementi di fissaggio

Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. L [N° Registr. Ministero 52306]

mis. M [N° Registr. Ministero 47148]

Bretellaggio a farfalla elastico

mis. L [N° Registr. Ministero 47150]

Base respiratore/ventilatore polmonare in legno rivestita in similpelle nera

con ingombri massimi del respiratore pari a Largh.: 25 cm; Lungh.: 30 cm; Alt.: 10 cm

con ingombri massimi del respiratore superiori a 25x30x10cm

in tal caso riportare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____

N.B.: Pro Medicare S.r.l. si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina; respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o reclinazione

Tavolino

Tavolino in legno rettangolare ribaltabile [N° Registr. Ministero 72831]

Tavolino in legno rettangolare estraibile [N° Registr. Ministero 72831]

Tavolino in legno rettangolare estraibile c/doppio HW [N° Registr. Ministero 2497038]

Imbottitura per tavolino in similpelle nera

Imbottitura spondina

Coppia di distanziali per spondine da 1,5cm per lato

Asta porta flebo

DIMENSIONI CARATTERISTICHE BASE

Misura	XS1	S	M	M1
Portata (kg)	75	75	100	100
Peso base* (kg)	19,8	20,4	21	21,7

*Peso base con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard

Peso e dimensione di ingombro (cm) della base con montanti (fissi) abbassati, poggiatesta e ruote posteriori disinseriti

Misura	XS1	S	M	M1
Lunghezza	71	73	83	83
Larghezza	51	54	54	57
Altezza	67	67	68	68
Peso (kg)	14,5	15,1	15,7	16,7

N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

Larghezza (cm)

Misura	XS1	S	M	M1	
ruota 300mm	standard	56	59	59	62
	c/freno a tamburo	57	60	60	63
ruota 400/500mm	standard	58	61	61	64
	c/freno a tamburo	61	64	64	67
Raggio di inversione (cm)	75	75	78	78	
Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)	28-36	28-36	32-40	32-40	

H altezza tubo sedile da terra (cm)**
43 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm
45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm

Pendenza massima

7°

N.B.: *il valore Q, riferito con tubo poggiatesta a 90°, può essere aumentato di 5-7cm con utilizzo di tubo a 75°

**il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; la BASE verrà consegnata con H=43cm

