

**ORDINE**



Dati di fatturazione	
Ragione Sociale: _____	
Data di consegna richiesta: ___/___/___	
Indirizzo per la consegna: _____	
C.A.P.: _____	Città: _____
Tel.: _____	Fax: _____
N° ordine cliente: _____	Data ordine: ___/___/___

Dati di spedizione
spedire a : _____
_____
_____
<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>

Ogni modello nella configurazione standard include: scocca in alluminio, hardware di montaggio per tubi carrozzina, kit inserti, imbottitura, fodera di rivestimento. La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*





<b>N° Reg. Ministero della Salute: 575547</b>	Portata Max kg 136
Registered Design	



PREGASI INDICARE IL N° DI PEZZI NELLE APPOSITE CASELLE E CROCIARE OVE RICHIESTO

Schienale SUPPORTO BACK									
	Pediatrico			Adulto				Quantità	Prezzo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Modello</b>	<b>3033</b>	<b>3336</b>	<b>3640</b>	<b>3944</b>	<b>4248</b>	<b>4550</b>	<b>4852</b>		
Largh. x alt. (cm)	30x33	33x36	36x40	39x44	42x48	44x50	48x52		
N° di pezzi									
<b>TOTALE</b>									
Caratteristiche tecniche schienale							Riferimenti per paziente		
Misura (cm)	Altezza scocca (cm)	Larghezza effettiva scocca (cm)	Montaggio su carrozzina (est. tubo est. tubo) (cm)	Reclinazione (°)	Rotazione (°)	Larghezza tronco raggiungibile con supporto toracico (cm)			
30x33	33	27	da 27 a 33	-12 a +12	-5 a +5	17-23			
33x36	36	30	da 30 a 36			20-26			
36x40	40	33	da 33 a 39			23-29			
39x44	44	36	da 36 a 42			26-34			
42x48	48	39	da 39 a 45			29-37			
45x50	50	42	da 42 a 48			32-40			
48x52	52	45	da 45 a 51			35-43			
<b>Diametro tubi carrozzina per montaggio attacco: da 19mm a 25mm e da 3/4 "a 1"</b>									

## ACCESSORI

### SUPPORTI TORACICI (Indicare tipo di pad, lato, misura, quantità e tipo di staffa)

PAD LATO SINISTRO (misure espresse in cm)					
LINEARE PIATTO			LINEARE AVVOLGENTE		
					
Misure	Quantità	Prezzo	Misure	Quantità	Prezzo
<input type="checkbox"/> 6x6,5			<input type="checkbox"/> 6x10,5		
<input type="checkbox"/> 8x8,5			<input type="checkbox"/> 8x12,5		
<input type="checkbox"/> 10x10,5			<input type="checkbox"/> 10x14,5		
<input type="checkbox"/> 12x13,5			<input type="checkbox"/> 12x17,5		
<input type="checkbox"/> 12x16,5					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		

PAD LATO DESTRO (misure espresse in cm)					
LINEARE PIATTO			LINEARE AVVOLGENTE		
					
Misure	Quantità	Prezzo	Misure	Quantità	Prezzo
<input type="checkbox"/> 6x6,5			<input type="checkbox"/> 6x10,5		
<input type="checkbox"/> 8x8,5			<input type="checkbox"/> 8x12,5		
<input type="checkbox"/> 10x10,5			<input type="checkbox"/> 10x14,5		
<input type="checkbox"/> 12x13,5			<input type="checkbox"/> 12x17,5		
<input type="checkbox"/> 12x16,5					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		

Per ordinare il tipo e numero di staffe creare il codice facendo riferimento alla leggenda sotto riportata.  
(Esempio PMD S 1S30 n° pz 2: ovvero 2 staffe fisse lato sinistro per la misura di schienale 30)

	Tipo di staffa	Lato	Larghezza Schienale
<b>PMD S</b>	<input type="checkbox"/> 1 (fisso)	<input type="checkbox"/> S (sinistro)	<input type="checkbox"/> 30
		<input type="checkbox"/> D (destro)	<input type="checkbox"/> 33
	<input type="checkbox"/> 3 (ribaltabile)	<input type="checkbox"/> S (sinistro)	<input type="checkbox"/> 36
		<input type="checkbox"/> D (destro)	<input type="checkbox"/> 39
			<input type="checkbox"/> 42
			<input type="checkbox"/> 45
			<input type="checkbox"/> 48

Codice	N°pezzi

### BRETELLAGGI FIXATIS

BRETELLAGGIO A FARFALLA DINAMICO		
Misure	Qtà	Prezzo
<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)		
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)		
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)		
<input type="checkbox"/> large (adulti)		
<b>TOTALE</b>		

BRETELLAGGIO DI RETRAZIONE CON TIRANTI ELASTICI ED AGGANCIAMENTO PETTORALE		
Misure	Qtà	Prezzo
<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)		
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)		
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)		
<input type="checkbox"/> large (adulti)		
<b>TOTALE</b>		

BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE CON CUSCINETTI DI RETRAZIONE DELLE SPALLE		
Misure	Qtà	Prezzo
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)		
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)		
<input type="checkbox"/> large (adulti)		
<b>TOTALE</b>		

### POGGIATESTA CAPITIS (Indicare la misura dello schienale quando opzionata piastra per poggiatesta Capitis con regolazione orizzontale)

CAPITIS CONFORT		
Misure	Qtà	Prezzo
<input type="checkbox"/> piccolo		
<input type="checkbox"/> medio		
<input type="checkbox"/> grande		
<b>TOTALE</b>		

CAPITIS ANATOMICO		
Misure	Qtà	Prezzo
<input type="checkbox"/> extra piccolo		
<input type="checkbox"/> piccolo		
<input type="checkbox"/> medio		
<input type="checkbox"/> grande		
<b>TOTALE</b>		

PIASTRA PER POGGIATESTA CAPITIS CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE		
<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	
Mis. Schienale.....		

PIASTRA UNIVERSALE PER POGGIATESTA		
<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	

### RICAMBI

<b>FODERA DI RIVESTIMENTO</b>	<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	Mis. Schienale.....
-------------------------------	---	---------------------