



2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'l vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.


UNA NUOVA SOLUZIONE TTS TRUNK TOTAL SUPPORT

Lo schienale privo di hardware e scocca



Perchè Facile Basic ?

- FINALMENTE LO SCHIENALE PRIVO DI HARDWARE E SCOCCA METALLICA
- ULTRALEGGERO E CONFORTEVOLE
- FLESSIBILE, PER MUOVERSI IN LIBERTÀ
- SOSTEGNO DEL TRONCO, ADATTABILE INSTANTANEAMENTE E SENZA ATTREZZI



SCOCCA SAGOMATA SEMIRIGIDA
CON AVVOLGENZA LATERALE



COMBINAZIONE DI SOFFICE
IMBOTTITURTA E SOSTEGNO
SEMIRIGIDO=COMFORT GARANTITO



MULTI TENSIONABILE

INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

- Utenti che necessitano di un supporto basso al tronco a completamento degli effetti stabilizzanti del cuscino.
- Utenti con lieve instabilità del tratto lombare e basso toracale del rachide.
- Utenti con ottimo controllo del tronco.

TTS FORME ACCOLTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scocca strutturale sagomata.
- Imbottitura triaccoppiata in schiuma polietilenica automodellante e reticolata per la ventilazione e schiuma poliuretanicca espansa flessibile elastica.
- Fodera di rivestimento microclimatica traspirante.
- Sistema a tiranti tensionabili per installo su carrozzina.

RICAMBI

- Fodera di rivestimento



Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainser.to.com




FACILE BASIC



Inserto Facile Basic

INSTALLAZIONE SENZA USO DI ATTREZZI




FODERA DI RIVESTIMENTO MICROCLIMATICA E TRASPIRANTE

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO FACILE BASIC									MISURE (cm.)	
MODELLO	3415	3421	3618	3624	4018	4024	4418	4424	4820	4826
LARGHEZZA	34	34	36	36	40	40	44	44	48	48
ALTEZZA	15	21	18	24	18	24	18	24	20	26
MONTAGGIO SU CARROZZINA (ESTERNO TUBO - ESTERNO TUBO)	da 34 a 36	da 34 a 36	da 36 a 38	da 36 a 38	da 40 a 42	da 40 a 42	da 44 a 46	da 44 a 46	da 48 a 50	da 48 a 50

TABELLA DIMENSIONI EFFETTIVE										
LARGHEZZA EFFETTIVA SCOCCA	28	28	30	30	34	34	38	38	42	42
ALTEZZA SCOCCA	15	21	18	24	18	24	18	24	20	26






PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainsero.com
www.promedicare.eu



**CATALOGO
PROVVISORIO**

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainsero.com