

**ORDINE**



Dati di fatturazione	
Ragione Sociale:	_____
Data di consegna richiesta:	___/___/___
Indirizzo per la consegna:	_____
C.A.P.:	_____ Città: _____
Tel.:	_____ Fax: _____
N° ordine cliente:	_____ Data ordine: ___/___/___

Dati di spedizione
spedire a : _____
_____
_____
<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>

Ogni modello nella configurazione standard include: scocca in alluminio, hardware di montaggio per tubi carrozzina, kit inserti, imbottitura, fodera di rivestimento. La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*







<b>N° Reg. Ministero della Salute: 575547</b>	Portata Max kg 136
Registered Design	

PREGASI INDICARE IL N° DI PEZZI NELLE APPOSITE CASELLE E CROCIARE OVE RICHIESTO

Schienale SUPPORTO BACK									
	Pediatrico			Adulto				Quantità	Prezzo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Modello</b>	<b>3033</b>	<b>3336</b>	<b>3640</b>	<b>3944</b>	<b>4248</b>	<b>4550</b>	<b>4852</b>		
Largh. x alt. (cm)	30x33	33x36	36x40	39x44	42x48	44x50	48x52		
N° di pezzi									
<b>TOTALE</b>									
Caratteristiche tecniche schienale							Riferimenti per paziente		
Misura (cm)	Altezza scocca (cm)	Larghezza effettiva scocca (cm)	Montaggio su carrozzina (est. tubo est. tubo) (cm)	Reclinazione (°)	Rotazione (°)	Larghezza tronco raggiungibile con supporto toracico (cm)			
30x33	33	27	da 27 a 33	-12 a +12	-5 a +5	17-23			
33x36	36	30	da 30 a 36			20-26			
36x40	40	33	da 33 a 39			23-29			
39x44	44	36	da 36 a 42			26-34			
42x48	48	39	da 39 a 45			29-37			
45x50	50	42	da 42 a 48			32-40			
48x52	52	45	da 45 a 51			35-43			
<b>Diametro tubi carrozzina per montaggio attacco: da 19mm a 25mm e da 3/4 "a 1"</b>									

## ACCESSORI

### SUPPORTI TORACICI (Indicare tipo di pad, lato, misura, quantità e tipo di staffa)

PAD LATO SINISTRO (misure espresse in cm)						PAD LATO DESTRO (misure espresse in cm)					
LINEARE PIATTO			LINEARE AVVOLGENTE			LINEARE PIATTO			LINEARE AVVOLGENTE		
											
Misure	Quantità	Prezzo	Misure	Quantità	Prezzo	Misure	Quantità	Prezzo	Misure	Quantità	Prezzo
<input type="checkbox"/> 6x6,5			<input type="checkbox"/> 6x10,5			<input type="checkbox"/> 6x6,5			<input type="checkbox"/> 6x10,5		
<input type="checkbox"/> 8x8,5			<input type="checkbox"/> 8x12,5			<input type="checkbox"/> 8x8,5			<input type="checkbox"/> 8x12,5		
<input type="checkbox"/> 10x10,5			<input type="checkbox"/> 10x14,5			<input type="checkbox"/> 10x10,5			<input type="checkbox"/> 10x14,5		
<input type="checkbox"/> 12x13,5			<input type="checkbox"/> 12x17,5			<input type="checkbox"/> 12x13,5			<input type="checkbox"/> 12x17,5		
<input type="checkbox"/> 12x16,5						<input type="checkbox"/> 12x16,5					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		

Per ordinare il tipo e numero di staffe creare il codice facendo riferimento alla leggenda sotto riportata.  
(Esempio PMD S 1S30 n° pz 2: ovvero 2 staffe fisse lato sinistro per la misura di schienale 30)

	Tipo di staffa	Lato	Larghezza Schienale	Codice	N°pezzi
<b>PMD S</b>	<input type="checkbox"/> 1 (fisso)	<input type="checkbox"/> S (sinistro)	<input type="checkbox"/> 30		
			<input type="checkbox"/> 33		
	<input type="checkbox"/> 3 (ribaltabile)	<input type="checkbox"/> D (destro)	<input type="checkbox"/> 36		
			<input type="checkbox"/> 39		
			<input type="checkbox"/> 42		
			<input type="checkbox"/> 45		
			<input type="checkbox"/> 48		

### BRETELLAGGI FIXATIS

BRETELLAGGIO A FARFALLA DINAMICO			BRETELLAGGIO DI RETRAZIONE CON TIRANTI ELASTICI ED AGGANCIAMENTO PETTORALE			BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE CON CUSCINETTI DI RETRAZIONE DELLE SPALLE		
Misure	Q.tà	Prezzo	Misure	Q.tà	Prezzo	Misure	Q.tà	Prezzo
<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)			<input type="checkbox"/> extra small (pediatrica)			<input type="checkbox"/> small (adolescenti)		
<input type="checkbox"/> small (adolescenti)			<input type="checkbox"/> small (adolescenti)			<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)		
<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)			<input type="checkbox"/> medium (adolescenti/adulti)			<input type="checkbox"/> large (adulti)		
<input type="checkbox"/> large (adulti)			<input type="checkbox"/> large (adulti)			<b>TOTALE</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		

### POGGIATESTA CAPITIS (indicare la misura dello schienale quando opzionata piastra per poggiatesta Capitis con regolazione orizzontale)

CAPITIS CONFORT			CAPITIS ANATOMICO			PIASTRA PER POGGIATESTA CAPITIS CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE		
Misure	Q.tà	Prezzo	Misure	Q.tà	Prezzo			
<input type="checkbox"/> piccolo			<input type="checkbox"/> extra piccolo			<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	
<input type="checkbox"/> medio			<input type="checkbox"/> piccolo			Mis. Schienale.....		
<input type="checkbox"/> grande			<input type="checkbox"/> medio					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>					
						PIASTRA UNIVERSALE PER POGGIATESTA		
						<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	PZ.	

### RICAMBI

<b>FODERA DI RIVESTIMENTO</b>	<input type="checkbox"/> BARRARE SE RICHIESTA	Mis. Schienale.....
-------------------------------	---	---------------------